

# CATALOGO PRODOTTI

COMPATIBILITA'  
DI QUALITA'

# PRODUCTS CATALOGUE

QUALITY  
COMPATIBILITY

# FRIA

Brain made, **Tecom** 100% in Italy  
I M P L A N T O L O G Y

ED. 2019\_REV. 2



# **Tecom**

Brain made, 100% in Italy

I M P L A N T O L O G Y

Tecom Implantology® è un marchio registrato di proprietà Titanmed Srl. Tutti i componenti a marchio Tecom Implantology sono prodotti da Titanmed Srl e sono conformi alla direttiva 93/42/CEE e successive modifiche.

Tecom Implantology® is a Titanmed Srl registered mark. All Tecom Implantology products are produced by Titanmed Srl and are compliant with directive 93/42/CEE and subsequent modifications.

Grazie ad un affiatato gruppo di professionisti, dal 2000 Titanmed fornisce soluzioni efficaci agli operatori dell'implantologia dentale, attraverso un servizio a 360° che prevede sia la progettazione e produzione conto terzi di sistemi implantari su misura, sia la vendita di un'ampia gamma di sistemi compatibili.

In particolare, con il suo brand Tecom Implantology®, Titanmed offre impianti, strumentario, componenti da laboratorio e parti protesiche compatibili con le più diffuse e rinomate metodologie esistenti sul mercato. Il connubio di alta qualità e prezzi vantaggiosi che contraddistingue Tecom Implantology® assicura alla clientela un servizio eccellente, con una soluzione ideale per ogni caso clinico.

Thanks to a close-knit team of experts, since 2000 Titanmed has been providing effective solutions to the professionals of the dental implantology field, through a 360° service that includes both the design and the production of customized implant systems, and the sale of a wide range of compatible systems.

In particular, with its Tecom Implantology® brand, Titanmed offers implants, tools, lab components and prosthetic parts compatible with the most widespread and renowned methodologies existing on the market.

The combination of high quality and convenient prices characterizing Tecom Implantology® ensures to customers an excellent service, with a smart solution for every clinical case.

## LINEE IMPLANTARI IMPLANT SYSTEMS

ACT	Compatibile con Compatible with	Sistema implantare NobelActive® prodotto da Nobel Biocare™ NobelActive® implant system produced by Nobel Biocare™
BRANE	Compatibile con Compatible with	Sistemi implantari Brånemark System® e NobelSpeedy® Groovy prodotto da Nobel Biocare™ Brånemark System® and NobelSpeedy® Groovy implant systems produced by Nobel Biocare™
BRANE-Z VITI ZIGOMATICHE	Compatibile con Compatible with	Brånemark System Zygoma™ Machined prodotto da Nobel Biocare™ Brånemark System Zygoma™ Machined produced by Nobel Biocare™
FLY-I BIFASICO		L'impianto a lama bifasico The two-steps blade implant
FLY-I MONOFASICO		L'impianto a lama monofasico The one-piece blade implant
FRIA	Compatibile con Compatible with	Sistema implantare Xive® S prodotto da Dentsply Syrona® Xive® S implant system produced by Dentsply Syrona®
MINI-IMPIANTO	Ispirato a Inspired by	mini impianti monofasici prodotti da Intra-Lock® one-piece mini implants produced by Intra-Lock®
PAR CC	Compatibile con Compatible with	Sistema implantare NobelParallel™ Conical Connection prodotto da Nobel Biocare™ NobelParallel™ Conical Connection implant system produced by Nobel Biocare™
PT	Compatibile con Compatible with	Sistema implantare Pitt-Easy® prodotto da Sybron Implant Solutions (ora distribuito come SyEasy da Simpla®) Pitt-Easy® implant system produced by Sybron Implant Solutions (now supplied as SyEasy by Simpla®)
REP CC	Compatibile con Compatible with	Sistema implantare NobelReplace® Conical Connection prodotto da Nobel Biocare™ NobelReplace® Conical Connection implant system produced by Nobel Biocare™
REP	Compatibile con Compatible with	Sistemi implantari NobelReplace® Straight e Tapered e con Replace Select™ Tapered prodotti da Nobel Biocare™ NobelReplace® Straight and Tapered and with Replace Select™ Tapered implant systems produced by Nobel Biocare™
SCREW	Compatibile con Compatible with	Sistema implantare Screw-Vent® prodotto da Zimmer® Screw-Vent® implant system produced by Zimmer®
STR	Compatibile con Compatible with	Sistema implantare Straumann® Tissue Level prodotto da Straumann® Straumann® Tissue Level implant system produced by Straumann®

I marchi e i produttori sopracitati sono menzionati al solo fine di fornire informazioni in merito alla compatibilità dei prodotti Tecom Implantology® con gli originali di riferimento. Non vi è alcuna relazione imprenditoriale e/o commerciale fra Titanmed Srl e i produttori sopracitati.

Titanmed Srl è proprietaria esclusivamente del marchio Tecom Implantology® e non ha alcun diritto sugli altri marchi menzionati. The aforementioned brands and manufacturers are mentioned for the sole purpose of providing information about the compatibility of Tecom Implantology® products with the reference original products. There is no entrepreneurial and/or commercial relationship between Titanmed Srl and the aforementioned manufacturers.

Titanmed Srl owns exclusively the Tecom Implantology® trademark and has no rights to the other mentioned brands.

I prezzi riportati si intendono al netto di IVA

Transfer, analoghi e strumentario: IVA 22%  
Impianti e restante componentistica: IVA 4%

Prices indicated are net, they do not include Italian VAT

Possible Italian VAT, if due:  
Impression copings, replicas and instruments: 22% VAT  
Implants and prosthetic parts: 4% VAT

## INDICE / INDEX

- 01**    **IMPIANTO**  
         **IMPLANT**
  
- 02**    **COMPONENTI DA LABORATORIO**  
         **LAB COMPONENTS**
  
- 03**    **PARTI PROTESICHE**  
         **PROSTHETIC PARTS**
  
- 04**    **MUA**  
         **MUA**
  
- 05**    **COMPONENTI DA LABORATORIO MUA**  
         **MUA LAB COMPONENTS**
  
- 06**    **PARTI PROTESICHE MUA**  
         **MUA PROSTHETIC PARTS**
  
- 07**    **STRUMENTARIO**  
         **TOOLS**
  
- 08**    **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**  
         **GENERAL SALE TERMS**

CODICE COLORE  
COLOR CODE



NON ANODIZZATO  
NOT ANODIZED



Ø3.8  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø4.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø5.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø6.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED

## 01 IMPIANTO IMPLANT

### FRIA.2 IMPIANTO con portatore FRIA.2 IMPLANT with mounter



		L				
		8	9,5	11	13	15
Ø	3,4	/	FP2IMP001	FP2IMP002	FP2IMP003	/
	3,8	FP2IMP004	FP2IMP005	FP2IMP006	FP2IMP007	/
	4,5	FP2IMP008	FP2IMP009	FP2IMP010	FP2IMP011	FP2IMP012
	5,5	FP2IMP013	FP2IMP014	FP2IMP015	FP2IMP016	/

Portatore anodizzato secondo codice colore

Anodized mounter according to color code

Vite tappo inclusa anodizzata secondo codice colore

Cover screw included anodized according to color code

### FR2 IMPIANTO senza portatore FR2 IMPLANT without mounter



		L				
		8	9,5	11	13	15
Ø	3,4	/	FR2IMP001	FR2IMP002	FR2IMP003	/
	3,8	FR2IMP004	FR2IMP005	FR2IMP006	FR2IMP007	/
	4,5	FR2IMP008	FR2IMP009	FR2IMP010	FR2IMP011	FR2IMP012
	5,5	FR2IMP013	FR2IMP014	FR2IMP015	FR2IMP016	/

Vite tappo inclusa anodizzata secondo codice colore

Cover screw included anodized according to color code

## 02 COMPONENTI DA LABORATORIO LAB COMPONENTS

### TRANSFER OPEN TRAY IMPRESSION COPING OPEN TRAY



Ø	3,4	FRIPPR074
	3,8	FRIPPR075
	4,5	FRIPPR076

Componente anodizzato secondo codice colore

Anodized component according to color code

Vite di connessione inclusa

Connecting screw included

I prezzi riportati si intendono al netto di IVA  
 Transfer, analoghi e strumentario: IVA 22%  
 Impianti e restante componentistica: IVA 4%

Prices indicated are net, they do not include Italian VAT  
 Possible Italian VAT, if due:  
 Impression copings, replicas and instruments: 22% VAT  
 Implants and prosthetic parts: 4% VAT

CODICE COLORE  
 COLOR CODE



NON ANODIZZATO  
 NOT ANODIZED



Ø3.8  
 ANODIZZATO  
 ANODIZED



Ø4.5  
 ANODIZZATO  
 ANODIZED



Ø5.5  
 ANODIZZATO  
 ANODIZED



Ø6.5  
 ANODIZZATO  
 ANODIZED

## TRANSFER CLOSED TRAY IMPRESSION COPING CLOSED TRAY



	3,4	FRIPPR002
	3,8	FRIPPR007
Ø	4,5	FRIPPR017
	5,5	FRIPPR029

Componente anodizzato secondo codice colore  
 Anodized component according to color code  
 Vite di connessione inclusa  
 Connecting screw included

## ANALOGO IMPLANT REPLICA



	3,4	FRIIMP004
	3,8	FRIIMP009
Ø	4,5	FRIIMP013
	5,5	FRIIMP014

Componente anodizzato secondo codice colore  
 Anodized component according to color code

## 03 PARTI PROTESICHE PROSTHETIC PARTS

## VITE DI GUARIGIONE HEALING SCREW



		H	
		2	4
	3,4	FRIVIT004	FRIVIT005
	3,8	FRIVIT007	FRIVIT008
Ø	4,5	FRIVIT014	FRIVIT016
	5,5	FRIVIT018	FRIVIT019

Componente anodizzato secondo codice colore  
 Anodized component according to color code

CODICE COLORE  
COLOR CODE



NON ANODIZZATO  
NOT ANODIZED



Ø3.8  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø4.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø5.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø6.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED

FRIA

## MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE TEMPORARY NON ROTATING ABUTMENT



Ø	3,8	FRIPPR113
	4,5	FRIPPR115

Componente anodizzato secondo codice colore  
Anodized component according to color code  
Vite di connessione inclusa  
Connecting screw included

## MONCONE PROVVISORIO ROTANTE TEMPORARY ROTATING ABUTMENT



Ø	3,8	FRIPPR114
	4,5	FRIPPR116

Componente anodizzato secondo codice colore  
Anodized component according to color code  
Vite di connessione inclusa  
Connecting screw included

## MONCONE TRASMUCOSO TRANSMUCOSAL ABUTMENT



		H		
		1	2	3
Ø	3,4	FRIPPR041	FRIPPR003	FRIPPR042
	3,8	FRIPPR043	FRIPPR015	FRIPPR044
	4,5	FRIPPR045	FRIPPR025	FRIPPR046
	5,5	/	FRIPPR030	/

Componente anodizzato secondo codice colore  
Anodized component according to color code  
Vite di connessione inclusa  
Connecting screw included

## MONCONE FRESABILE MILLABLE ABUTMENT



Ø	3,4	FRIPPR004
	3,8	FRIPPR009
	4,5	FRIPPR020
	5,5	FRIPPR027

Componente anodizzato secondo codice colore  
Anodized component according to color code  
Vite di connessione inclusa  
Connecting screw included



CODICE COLORE  
 COLOR CODE



NON ANODIZZATO  
 NOT ANODIZED



Ø3.8  
 ANODIZZATO  
 ANODIZED



Ø4.5  
 ANODIZZATO  
 ANODIZED



Ø5.5  
 ANODIZZATO  
 ANODIZED



Ø6.5  
 ANODIZZATO  
 ANODIZED

## MONCONE ESTETICO INCLINATO 15° 15° ANGLED AESTHETIC ABUTMENT



		H		
		1	3	
Ø	3,4	FRIPPR036	FRIPPR123	<b>NEW</b>
	3,8	FRIPPR011	FRIPPR122	<b>NEW</b>
	4,5	FRIPPR022	/	
	5,5	FRIPPR031	/	

Componente anodizzato secondo codice colore  
 Anodized component according to color code  
 Vite di connessione inclusa  
 Connecting screw included

## MONCONE ESTETICO INCLINATO 25° 25° ANGLED AESTHETIC ABUTMENT



		H		
		1	3	
Ø	3,4	FRIPPR139	FRIPPR140	<b>NEW</b>
	3,8	FRIPPR078	FRIPPR126	<b>NEW</b>

Componente anodizzato secondo codice colore  
 Anodized component according to color code  
 Vite di connessione inclusa  
 Connecting screw included

## MONCONE TBase TBase ABUTMENT



Ø	3,8	FRIPPR099
	4,5	FRIPPR100

Componente anodizzato secondo codice colore  
 Anodized component according to color code

Vite di connessione inclusa  
 Connecting screw included

Fornito senza Scanbody. Per il rilevamento di posizione con scanner intra-orale, il moncone TBase è compatibile con la misura Large degli Scanbody Sirona™ Cerec.

Scanbody not included. For digital impression with intraoral scanner, the TBase is compatible with Scanbody Sirona™ Cerec, size Large.

CODICE COLORE  
COLOR CODE



NON ANODIZZATO  
NOT ANODIZED



Ø3.8  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø4.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø5.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø6.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED



## MONCONE SOVRAFUSIONE NON ROTANTE Cr/Co NON ROTATING Cr/Co BASE CALCINABLE ABUTMENT

Ø	3,4	FRIPPR138	<b>NEW</b>
	3,8	FRIPPR090	
	4,5	FRIPPR089	

Vite di connessione inclusa anodizzata secondo codice colore  
Connecting screw included anodized according to color code



## MONCONE SOVRAFUSIONE ROTANTE Cr/Co ROTATING Cr/Co BASE CALCINABLE ABUT- MENT

Ø	3,4	FRIPPR137	<b>NEW</b>
	3,8	FRIPPR102	
	4,5	FRIPPR104	

Vite di connessione inclusa anodizzata secondo codice colore  
Connecting screw included anodized according to color code



## MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE CALCINABLE NON ROTATING ABUTMENT

Ø	3,4	FRIPPR035
	3,8	FRIPPR010
	4,5	FRIPPR018
	5,5	FRIPPR058

Vite di connessione inclusa  
Connecting screw included

I prezzi riportati si intendono al netto di IVA

Prices indicated are net, they do not include Italian VAT

Transfer, analoghi e strumentario: IVA 22%  
Impianti e restante componentistica: IVA 4%

Possible Italian VAT, if due:  
Impression copings, replicas and instruments: 22% VAT  
Implants and prosthetic parts: 4% VAT

CODICE COLORE  
COLOR CODE



NON ANODIZZATO  
NOT ANODIZED



Ø3.8  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø4.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø5.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø6.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED

## MONCONE CALCINABILE ROTANTE CALCINABLE ROTATING ABUTMENT



Ø	3,4	FRIPPR077
	3,8	FRIPPR037
	4,5	FRIPPR019

Vite di connessione inclusa  
Connecting screw included

## MONCONE A PALLINA (OTK) BALL ABUTMENT (OTK)



		H		
		1	2	3
Ø	3,4	FRIPPR109	FRIPPR110	FRIPPR111
	3,8	FRIPPR093	FRIPPR052	FRIPPR014
	4,5	/	FRIPPR023	FRIPPR024

Componente anodizzato secondo codice colore  
Anodized component according to color code

## CAPPETTA AMMORTIZZO BASSA APERTA IN TITANIO CON O-RING TITANIUM DAMPING CAP LOW, OPEN WITH O-RING

FRIPPR069

## O-RING CONFEZIONE 10 PZ. O-RING 10 PCS PACK

FRIPPR066



CODICE COLORE  
COLOR CODE



NON ANODIZZATO  
NOT ANODIZED



Ø3.8  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø4.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø5.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø6.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED

## 04 MUA MUA

FRIA

### MUA DRITTO STRAIGHT MUA<sub>H</sub>



		1	2
Ø	3,4	FRIPPR055	FRIPPR054
	3,8	FRIPPR056	FRIPPR057
	4,5	FRIPPR060	FRIPPR059

Componente anodizzato secondo codice colore

Anodized component according to color code

Vite di connessione inclusa

Connecting screw included

### MUA INCLINATO 15° 15° ANGLED MUA

	2	3
3,8	FRIPPR085	FRIPPR086
4,5	FRIPPR085	FRIPPR086
5,5	FRIPPR085	FRIPPR086



Vite di connessione inclusa

Connecting screw included

Componente anodizzato secondo codice colore

Anodized component according to color code

### MUA INCLINATO 30° 30° ANGLED MUA

	2	3
3,8	FRIPPR087	FRIPPR088
4,5	FRIPPR087	FRIPPR088
5,5	FRIPPR087	FRIPPR088

Vite di connessione inclusa

Connecting screw included

Componente anodizzato secondo codice colore

Anodized component according to color code

I prezzi riportati si intendono al netto di IVA

Prices indicated are net, they do not include Italian VAT

Transfer, analoghi e strumentario: IVA 22%  
Impianti e restante componentistica: IVA 4%

Possible Italian VAT, if due:  
Impression copings, replicas and instruments: 22% VAT  
Implants and prosthetic parts: 4% VAT

CODICE COLORE  
COLOR CODE



NON ANODIZZATO  
NOT ANODIZED



Ø3.8  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø4.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø5.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø6.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED

## 05 COMPONENTI DA LABORATORIO MUA MUA LAB COMPONENTS

### TRANSFER OPEN TRAY PER MUA MUA IMPRESSION COPING OPEN TRAY



	3,4	FRIPPR108
Ø	3,8	FRIPPR092
	4,5	FRIPPR091

Componente anodizzato secondo codice colore  
Anodized component according to color code  
Vite di connessione inclusa  
Connecting screw included

### ANALOGO PER MUA MUA REPLICA



	3,4	FRIPPR105
Ø	3,8	FRIPPR106
	4,5	FRIPPR107

Componente anodizzato secondo codice colore  
Anodized component according to color code

## 06 PARTI PROTESICHE MUA MUA PROSTHETIC PARTS

### CAPPETTA CALCINABILE PER MUA MUA CALCINABLE CAP



	3,4	FRIPPR062
Ø	3,8	FRIPPR062
	4,5	FRIPPR061

Vite di connessione inclusa  
Connecting screw included

CODICE COLORE  
COLOR CODE



NON ANODIZZATO  
NOT ANODIZED



Ø3.8  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø4.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø5.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø6.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED

## CAPPETTA IN TITANIO PER MUA MUA TITANIUM CAP



Ø	3,4	FRIPPR070
	3,8	FRIPPR070
	4,5	FRIPPR073

Vite di connessione inclusa  
Connecting screw included

## BASE CALCINABILE PER MUA MUA CALCINABLE BASE



Ø	3,4	FRIPPR071
	3,8	FRIPPR071
	4,5	FRIPPR072

Vite di connessione inclusa  
Connecting screw included

## CILINDRO TITANIO PER MUA MUA TITANIUM CYLINDER



Ø	3,4	FRIPPR117
	3,8	FRIPPR117
	4,5	FRIPPR118

Vite di connessione inclusa  
Connecting screw included

## 07 STRUMENTARIO TOOLS



## FRESA LANCEOLATA PRECISION DRILL

VARSTR084

I prezzi riportati si intendono al netto di IVA  
 Transfer, analoghi e strumentario: IVA 22%  
 Impianti e restante componentistica: IVA 4%

Prices indicated are net, they do not include Italian VAT  
 Possible Italian VAT, if due:  
 Impression copings, replicas and instruments: 22% VAT  
 Implants and prosthetic parts: 4% VAT

CODICE COLORE  
 COLOR CODE



NON ANODIZZATO  
 NOT ANODIZED



Ø3.8  
 ANODIZZATO  
 ANODIZED



Ø4.5  
 ANODIZZATO  
 ANODIZED



Ø5.5  
 ANODIZZATO  
 ANODIZED



Ø6.5  
 ANODIZZATO  
 ANODIZED

## FRESA PILOTA PILOT DRILL



Ø reale fresa - Real Ø drill

	1,6	1,8	2
3,4	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034
3,8	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034
4,5	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034
5,5	BRASTR032	BRASTR033	BRASTR034

Ø

## PIN DI PARALLELISMO PARALLEL PIN



Ø

2/2,7
SF0STR122

Dotato di tacche di profondità per impianti H 6 - 8,5 - 10 - 11,5 - 13 - 15  
 Depth indicator for implants H 6 - 8,5 - 10 - 11,5 - 13 - 15

## PROTOCOLLO DI FRESAGGIO PER TUTTI I TIPI DI OSSO DRILLING PROTOCOL FOR ALL BONES



Ø reale fresa - Real Ø drill

	3	3,4	4,2	5,2
3,4	FRISTR040	/	/	/
3,8	FRISTR040	FRISTR041	/	/
4,5	FRISTR040	FRISTR041	FRISTR042	/
5,5	FRISTR040	FRISTR041	FRISTR042	FRISTR048

Ø

## IMPLANT DRIVER PER Ø 3,4 E PORTATORE DA MOTORE IMPLANT DRIVER FOR Ø 3,4 AND MOUNTER FOR MOTOR



L

	8	13
3,4	FRISTR059	FRISTR051

Dotato di O-Ring ritentivo ed esagono sul gambo  
 With O-Ring and hexagon on the shank

CODICE COLORE  
COLOR CODE



NON ANODIZZATO  
NOT ANODIZED



Ø3.8  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø4.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø5.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø6.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED

FRIA

## IMPLANT DRIVER PER Ø 3,8/4,5/5,5 DA MOTORE

### IMPLANT DRIVER FOR Ø 3,8/4,5/5,5 FOR MOTOR



		L	
		8	13
Ø	3,8	FRISTR050	FRISTR058
	4,5	FRISTR050	FRISTR058
	5,5	FRISTR050	FRISTR058

Dotato di O-Ring ritentivo ed esagono sul gambo  
With O-Ring and hexagon on the shank

## ADATTATORE DA CRICCHETTO PER IMPLANT DRIVER

### ADAPTER FOR RATCHET FOR IMPLANT DRIVER



VARSTR086

Consente di utilizzare gli implant driver da motore con i cricchetti Titanmed  
This adapter allows to use the implant drivers for motor with Titanmed ratchets

## IMPLANT DRIVER PER Ø 3,4 E PORTATORE DA CRICCHETTO

### IMPLANT DRIVER FOR Ø 3,4 AND MOUNTER FOR RATCHET



		L	
		12	17
Ø	3,4	PT.STR018	PT.STR019

Utilizzabile solo con cricchetti Titanmed  
It can be used only with Titanmed ratchets



I prezzi riportati si intendono al netto di IVA  
 Transfer, analoghi e strumentario: IVA 22%  
 Impianti e restante componentistica: IVA 4%

Prices indicated are net, they do not include Italian VAT  
 Possible Italian VAT, if due:  
 Impression copings, replicas and instruments: 22% VAT  
 Implants and prosthetic parts: 4% VAT

CODICE COLORE  
 COLOR CODE



NON ANODIZZATO  
 NOT ANODIZED



Ø3.8  
 ANODIZZATO  
 ANODIZED



Ø4.5  
 ANODIZZATO  
 ANODIZED



Ø5.5  
 ANODIZZATO  
 ANODIZED



Ø6.5  
 ANODIZZATO  
 ANODIZED



## IMPLANT DRIVER PER Ø 3,8/4,5/5,5 DA CRICCHETTO

### IMPLANT DRIVER FOR Ø 3,8/4,5/5,5 FOR RA- TCHET

Ø	L	
	12	17
3,8	PT.STR020	PT.STR021
4,4	PT.STR020	PT.STR021
5,5	PT.STR020	PT.STR021

Utilizzabile solo con cricchetti Titanmed  
 It can be used only with Titanmed ratchets



## CACCIAVITE DIGITALE PER VITI ES. 1,21

### DIGITAL SCREWDRIVER FOR SCREWS HEX. 1,21

L	
10	15
FRISTR054	FRISTR053



## DRIVER PER VITI ES. 1,21 DA MOTORE

### DRIVER FOR SCREWS HEX. 1,21 FOR MOTOR

L	
26	32
FRISTR052	FRISTR055



## ADATTATORE DA CRICCHETTO PER DRIVER MOTORE

### ADAPTER FOR RATCHET FOR MOTOR TOOLS

VARSTR020

Consente di utilizzare tutti i driver motore con i cricchetti Titanmed  
 This adapter allows to use all the drivers for motor with Titanmed ratchets

CODICE COLORE  
COLOR CODE



NON ANODIZZATO  
NOT ANODIZED



Ø3.8  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø4.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø5.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED



Ø6.5  
ANODIZZATO  
ANODIZED

FRIA



## DRIVER PER VITI ES. 1,21 DA CRICCHETTO DRIVER FOR SCREWS HEX. 1,21 FOR RA- TCHET

L	
12	17
FRISTR056	FRISTR057

Utilizzabile solo con cricchetti Titanmed  
It can be used only with Titanmed ratchets



## DRIVER PER MUA DRITTO DA MOTORE DRIVER FOR STRAIGHT MUA FOR MOTOR

L
25
FRISTR049



## CRICCHETTO DINAMOMETRICO TITANMED DYNAMOMETRIC TITANMED RATCHET

VARSTR053



## CRICCHETTO FISSO TITANMED FIXED TITANMED RATCHET

VARSTR069

## 08 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SALE TERMS

**VALIDITÀ** Il presente listino è l'edizione 1 - 2019\_1\_ITALY e sostituisce le edizioni precedenti.

**ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ** Gli impianti dentali prodotti da Titanmed Srl (d'ora in poi anche "Titanmed") e gli altri dispositivi medicali Titanmed devono essere utilizzati soltanto con componenti e strumenti originali Titanmed, seguendo le istruzioni contenute nelle confezioni. L'uso di dispositivi prodotti da aziende terze o prodotti da Titanmed ma non appartenenti alla linea implantare di riferimento, in combinazione con impianti dentali e dispositivi Titanmed, comporta la decadenza della garanzia e l'annullamento di qualsiasi obbligo, espresso o implicito, dell'azienda Titanmed. I protocolli clinici forniscono al professionista utilizzatore una guida di riferimento e non devono essere intesi come un'alternativa alla formazione ed esperienza professionale dell'utilizzatore. Il professionista utilizzatore dei dispositivi medicali Titanmed deve accertare l'idoneità del dispositivo in base al singolo paziente ed alle circostanze esistenti. Titanmed non riconosce alcuna responsabilità, espressa o implicita, né avrà alcuna responsabilità per eventuali danni diretti, indiretti, penali o di altro genere da essi derivanti o associati ad eventuali errori commessi nel giudizio professionale, nell'applicazione pratica o nell'inserimento di prodotti Titanmed. Il professionista utilizzatore è inoltre tenuto ad aggiornarsi continuamente sui più recenti sviluppi e sulle applicazioni dei dispositivi medicali Titanmed. Eventuali descrizioni degli articoli, rappresentazioni, illustrazioni sui cataloghi, materiali illustrativi e commerciali, listini prezzi o altri documenti informativi emessi e distribuiti da Titanmed in qualsiasi forma, sono forniti a scopo meramente illustrativo. L'Acquirente dà atto di non procedere all'acquisto degli articoli riponendo affidamento su tali descrizioni e/o illustrazioni.

**COPYRIGHT E MARCHI DI FABBRICA** È vietata la riproduzione o la pubblicazione anche parziale di questo listino senza autorizzazione scritta di Titanmed Srl, sia in forma cartacea che multimediale. Marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali e nomi di società citati in questo documento non sono di proprietà di Titanmed S.r.l. né di aziende ad essa collegate ma sono di proprietà dei rispettivi titolari o registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e cioè al fine di fare comprendere caratteristiche e funzionalità dei prodotti di Titanmed, senza alcuna violazione dei diritti di Copyright vigenti. Tutela della privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

**ORDINI** Gli ordini degli impianti dentali e dei dispositivi medicali Titanmed possono essere effettuati citando il codice articolo e relativa quantità, con le seguenti modalità:

**TELEFONO:** 0039 0341 363504

lunedì – venerdì 08:30-13:00 / 14:00-17:00

**EMAIL:** ordini@tecomimplantology.com

**SPEDIZIONE DEL MATERIALE** Salvo diversa pattuizione o per cause di forza maggiore, la merce sarà spedita all'indirizzo indicato dall'acquirente entro il termine indicativo di 24 ore lavorative dall'accettazione dell'ordine di acquisto.

**RESO DEL MATERIALE** Il diritto alla sostituzione del materiale acquistato può essere esercitato entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna dei dispositivi e deve essere pre-autorizzato da Titanmed in forma scritta.

Il diritto alla sostituzione del materiale decade totalmente per mancanza della condizione essenziale di integrità del bene (confezione e/o suo contenuto), nei casi in cui Titanmed rilevi l'avvenuta apertura della confezione e/o il danneggiamento della confezione (ancorché sigillata) e/o il danneggiamento del prodotto per cause diverse dal suo trasporto.

Nel caso in cui Titanmed non accetti la sostituzione del bene, provvederà alla restituzione dello stesso all'acquirente, addebitandogli le spese di spedizione.

**PREZZI** I corrispettivi riportati nel listino prezzi ufficiale si intendono al netto di IVA, delle spese di trasporto e di eventuali spese bancarie per l'incasso. Salvo diversa pattuizione scritta, agli articoli saranno applicati i corrispettivi riportati nel listino prezzi ufficiale in vigore al momento dell'ordine accettato.

**MODIFICHE AL PRODOTTO E AI PREZZI** Titanmed si riserva in qualsiasi momento il diritto di modificare gli articoli contenuti in questo listino ed i relativi prezzi o di eliminarli dalla produzione senza alcun preavviso.

**LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE** Le presenti Condizioni di Vendita saranno disciplinate ed interpretate secondo il diritto italiano e soggette alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano (Italia).

**VALIDITY** This pricelist is the Ed. 1 - 2019\_1\_ITALY edition and replaces any previous editions.

**EXCLUSION OF RESPONSIBILITY** The dental implants manufactured by Titanmed Srl (hereinafter also "Titanmed") and other Titanmed medical devices may be used only with original Titanmed components and instruments, following the instructions provided inside the package. The use of devices manufactured by other companies or manufactured by Titanmed but not belonging to the same implant line shall invalidate the warranty and terminate any explicit or implicit obligation of Titanmed.

The clinical protocols provide the practitioner with a reference guide and shall not be construed as an alternative to the user's training and professional experience.

The practitioner using Titanmed medical devices must ensure that device being used is suited to the patient and to existing circumstances. Titanmed does not acknowledge any explicit or implicit responsibility, nor shall it have any responsibility for any direct, indirect, criminal or other damage deriving from or associated with any mistakes in professional judgements, in the practical application or insertion of Titanmed products. The practitioner is also under the obligation to keep up-to-date at all times with the most recent developments and applications of Titanmed medical devices.

Any descriptions of the products, depictions, illustrations in catalogues, illustrative and sales materials, price lists or other informative documents issued and distributed by Titanmed in any form are provided only for explicative purposes. The Purchaser acknowledges that he/she does not purchase the products on the basis of such descriptions and/or illustrations.

**COPYRIGHT AND TRADEMARKS** It is strictly prohibited to copy or publish all or any part of this pricelist without the written authorisation of Titanmed in any paper and electronic form. Third-party brands, product names, trademarks and corporate names mentioned are trademarks owned by the legitimate owners and trademarks registered by other companies have been used for explanatory purposes only, with the aim to illustrate Titanmed's product features, without breach any of the Copyright rights in force. Protection of privacy pursuant to Italian Legislative Decree 196/2003.

**ORDER PLACEMENT** Titanmed dental implants and medical devices can be ordered by quoting the product code and desired quantity, in the following ways:

**TELEPHONE:** 0039 (0)341 363504

monday – friday 08:30-13:00 / 14:00-17:00

**EMAIL:** [export@tecomimplantology.com](mailto:export@tecomimplantology.com)

**PRODUCT SHIPMENTS** Unless otherwise agreed or in cases of force majeure, the goods will be shipped to the address indicated by the client within approximately 24 hours from the acceptance of the purchase order.

**RETURNED MATERIALS** The right to have purchased products replaced may be exercised within 5 working days from the products delivery date and must be pre-authorized by Titanmed in writing.

The right to replacement shall be cancelled in the event the product integrity (packaging and/or its content) is compromised. For example in the cases in which Titanmed observes that the package has been opened and/or that the package has been damaged (even if still sealed) and/or that the product has been damaged other than for transportation.

If Titanmed does not accept to replace the product, it will return it, charging shipment costs to the Purchaser.

**PRICES** The values indicated in the official price list are net of Italian VAT (if due), shipping costs, shipping insurance costs and bank costs for payment collection, custom tax and any other costs not mentioned here. Unless previously agreed otherwise prices charged will be the ones indicated in the official price list in force at the time of the order acceptance.

**CHANGES TO THE PRODUCTS AND PRICES** Titanmed reserves the right to make changes to the products contained in this pricelist and to their prices or to discontinue their production at any time, without having to give prior notice.

**APPLICABLE LAW AND JURISDICTION** These Sales Terms shall be governed and interpreted according to Italian law and the exclusive place of jurisdiction shall be the courts of Milan (Italy).

Prodotto da  
Produced by



TITANMED SRL  
via E. Monti, 23 – Fraz. Visconti  
23851 Galbiate (LC)  
Tel.+39 0341 363504  
Fax +39 0341 504407

e-mail: [info@tecomimplantology.com](mailto:info@tecomimplantology.com)  
[www.tecomimplantology.com](http://www.tecomimplantology.com)  
[www.titanmed.it](http://www.titanmed.it)