



BRANE-Z
Catalogo/Catalogue

Tecom

IMPLANTOLOGY

PRODUTTORI DI SISTEMI IMPLANTARI COMPATIBILI

Disponiamo di oltre duemila prodotti compatibili con i più rinomati marchi di implantologia, offrendo componenti protesici e di laboratorio, strumenti e sistemi implantari completi.

COMPATIBLE IMPLANT SYSTEMS MANUFACTURER

We have over two thousand products compatible with the most renowned implantology brands, offering prosthetic and laboratory components, instruments and complete implant systems.

CC SYSTEM	Compatibile con	Sistema implantare NobelActive® prodotto da Nobel Biocare™ Sistema implantare NobelParallel™ Conical Connection prodotto da Nobel Biocare™ Sistema implantare NobelReplace® Conical Connection prodotto da Nobel Biocare™
BRANE	Compatibile con	Sistema implantare Brånemark System® e NobelSpeedy® Groovy prodotto da Nobel Biocare™
BRANE-Z VITI ZIGOMATICHE	Compatibile con	Brånemark System Zygoma™ Machined prodotto da Nobel Biocare™
FRIA	Compatibile con	Sistema implantare Xive® S prodotto da Dentsply Syrona®
MINI-IMPIANTO	Ispirato a	mini impianti monofasici prodotti da Intra-Lock®
PT	Compatibile con	Sistema implantare Pitt-Easy® prodotto da Sybron Implant Solutions (ora distribuito come SyEasy da Simpla®)
REP	Compatibile con	Sistemi implantari NobelReplace® Straight e Tapered e con Replace Select™ Tapered prodotti da Nobel Biocare™
SCREW	Compatibile con	Sistema implantare Screw-Vent® prodotto da Zimmer®
STR	Compatibile con	Sistema implantare Straumann® Tissue Level prodotto da Straumann®
STR BL	Compatibile con	Sistema implantare Straumann® Bone Level prodotto da Straumann®

I marchi e i produttori sopracitati sono menzionati al solo fine di fornire informazioni in merito alla compatibilità dei prodotti Tecom Implantology® con gli originali di riferimento. Non vi è alcuna relazione imprenditoriale e/o commerciale fra Titanmed Srl e i produttori sopracitati.

Titanmed Srl è proprietaria esclusivamente del marchio Tecom Implantology® e non ha alcun diritto sugli altri marchi menzionati.

The aforementioned brands and manufacturers are mentioned for the sole purpose of providing information about the compatibility of Tecom Implantology® products with the reference original products. There is no entrepreneurial and/or commercial relationship between Titanmed Srl and the aforementioned manufacturers. Titanmed Srl owns exclusively the Tecom Implantology® trademark and has no rights to the other mentioned brands.

INDICE

INDEX

Caratteristiche del sistema implantare BRANE -Z BRANE-Z implant system features	pag.4
Preparazione sito impantare e posizionamento impianto Implant site preparation and implant positioning	pag. 6
- Impianti - Implants	
Presenza d'impronta Impression taking	pag. 8
- Componenti da laboratorio - Lab components	
Protesizzazione Prosthetic workflow	pag. 10
- Parti protesiche - Prosthetic parts	
Mua (multi unit abutment) per overdenture Mua (multi unit abutment) for overdenture	pag. 12
- MUA - MUA - Componenti da laboratorio per MUA - MUA Lab components - Parti protesiche per MUA - MUA Prosthetic parts	
Strumentario Tools	pag. 18
Condizioni generali di vendita General sale terms	pag. 20

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA IMPIANTARE BRANE-Z

BRANE-Z IMPLANT SYSTEM FEATURES

IMPIANTO BRANE-Z

BRANE-Z IMPLANT



Connessione esagonale esterna con 6 posizioni
Testa a 45°

External hexagonal connection with 6 abutment positions - 45° head

Corpo a pareti parallele macchinato
Machined parallel-walled body

Filettature del corpo a forma di V
Body threads shape: V

Forma dell'apice: a cupola
Foro dell'apice: oblungo
Apex shape: dome
Apex hole: Oblong

BRANE-Z è un sistema implantare compatibile a Brånemark System Zygoma, un impianto dentale zigomatico prodotto da Nobel Biocare. È un impianto di a livello del tessuto. La sua connessione è esterno, con una forma esagonale e la sua testa è angolata.

Il suo corpo è dritto con filettature a forma di v, mentre il suo apice ha una forma cupola e un foro oblungo, e non ha scanalature. Questo modello di impianto è abbastanza datato.

BRANE-Z is an implant system compatible with Brånemark System Zygoma, a zygomatic dental implant produced by Nobel Biocare. It is a tissue-level implant. Its connection is external, with a hexagonal shape and its head is angled.

Its body is straight with v-shaped threads, while its apex has a dome shape and an oblong hole, and has no grooves. This model is quite dated.

MATERIALE MATERIAL

Il titanio Grado 4 per uso medico di primissima qualità, proveniente esclusivamente dagli U.S.A. viene utilizzato per la realizzazione degli impianti. Per tutti gli altri componenti viene utilizzato il titanio medico Grado 5.

Premium grade 4 titanium for medical applications, sourced exclusively from the U.S.A. is used for implants manufacture. Grade 5 medical grade titanium is used for all other components.

VITE TAPPO COVER SCREW



Titanmed produce viti tappo con l'impronta esagonale 0,90 mm.

Titanmed produces cover screw with the 0,90 hex type impression.

VITE DI CONNESSIONE MONTATORE MOUNTER CONNECTING SCREW



Titanmed produce la vite di connessione del montatore con l'impronta UNIGRIP.

Titanmed produces the mouter connecting screw with the UNIGRIP type impression.

NOTE SUL SERRAGGIO RACCOMANDATO RECOMMENDED TORQUE NOTE

IMPIANTO IMPLANT	35-45 Ncm
VITE TAPPO COVER SCREW	15 Ncm
COMPONENTI DA LABORATORIO LAB COMPONENTS	5-10 Ncm
PARTI PROTESICHE PROSTHETIC PARTS	15 Ncm (vite di guarigione/healing screw)
MUA MUA	30 Ncm
MUA COMPONENTI DA LABORATORIO MUA LAB COMPONENTS	5-10 Ncm
MUA PARTI PROTESICHE MUA PROSTHETIC PARTS	15 Ncm

PREPARAZIONE SITO IMPANTARE E POSIZIONAMENTO IMPIANTO

IMPLANT SITE PREPARATION AND IMPLANT POSITIONING

**NON PRODUCIAMO
STRUMENTARIO PER
PROTOCOLLO CHIRURGICO**
INSTRUMENTS FOR SURGICAL
PROTOCOL ARE NOT
PRODUCED

MONTATORE
MOUNTER



CACCIAVITE DIGITALE PER VITI ES 0,90 mm
DIGITAL SCREWDRIVER FOR SCREW HEX 0.9 mm



VITE TAPPO
COVER SCREW



**NON PRODUCIAMO
STRUMENTARIO PER
PROTOCOLLO CHIRURGICO**
INSTRUMENTS FOR SURGICAL
PROTOCOL ARE NOT
PRODUCED

IMPIANTO
IMPLANT



01 IMPIANTI BRANE-Z IMPLANTS BRANE-Z

VITE ZIGOMATICA MACCHINATA BRANE-Z Ø4.0
BRANE-Z ZYGOMATIC SCREW MACHINED Ø4.0

BRANE-Z



PRESA D'IMPRONTA
IMPRESSION TAKING

IMPIANTO
IMPLANT



TRANSFER OPEN TRAY
IMPRESSION COPING OPEN TRAY



CACCIAVITE DIGITALE TIPO UNIGRIP™
DIGITAL SCREWDRIVER UNIGRIP™



ANALOGO
IMPLANT REPLICA



02 COMPONENTI DA LABORATORIO LAB COMPONENTS

TRANSFER OPEN TRAY
IMPRESSION COPING OPEN TRAY



∅ 4 BRAPPR095

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code
Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

ANALOGO
IMPLANT REPLICA



∅ 4 BRAPPR066

PROTESIZZAZIONE PROSTHETIC WORKFLOW

IMPIANTO
IMPLANT



VITE DI GUARIGIONE
HEALING SCREW



CACCIAVITE DIGITALE PER VITTE 0,90 mm
DIGITAL SCREWDRIVER FOR SCREW HEX 0,9 mm



03 PARTI PROTESICHE PROSTHETIC PARTS

VITE DI GUARIGIONE (ES. 0,90)
HEALING SCREW (HEX. 0,90)



		H	
		2	4
Ø	4	BRAVIT032	BRAVIT033

MUA (MULTI UNIT ABUTMENT) PER OVERDENTURE - POSIZIONAMENTO
 MUA (MULTI UNIT ABUTMENT) FOR OVERDENTURE - POSITIONING

IMPIANTO
IMPLANT



MUA DRITTO
STRAIGHT MUA



DRIVER PER MUA DRITTO DA MOTORE
DRIVER FOR STRAIGHT MUA FOR MOTOR



ADATTATORE DA CRICCHETTO
ADAPTER FOR RATCHET



CRICCHETTO
RATCHET



CACCIAVITE DIGITALE TIPO UNIGRIP™
DIGITAL SCREWDRIVER UNIGRIP™



DRIVER UNIGRIP™ DA MOTORE
DRIVER UNIGRIP™ FOR MOTOR



DRIVER UNIGRIP™ DA CRICCHETTO
DRIVER UNIGRIP™ FOR RATCHET



MUA INCLINATO 17°
ANGLED MUA 17°



MUA INCLINATO 30°
ANGLED MUA 30°



MUA PER OVERDENTURE - PRESA D'IMPRONTA
 MUA FOR OVERDENTURE - IMPRESSION TAKING

IMPIANTO
 IMPLANT



MUA DRITTO
 STRAIGHT MUA



MUA INCLINATO 17°
 ANGLED MUA 17°



MUA INCLINATO 30°
 ANGLED MUA 30°



TRANSFER PER MUA
 MUA IMPRESSION COPING



ANALOGO PER MUA
 MUA REPLICA



CACCIAVITE DIGITALE TIPO UNIGRIP™
 DIGITAL SCREWDRIVER UNIGRIP™



DRIVER UNIGRIP™ DA MOTORE
 DRIVER UNIGRIP™ FOR MOTOR



DRIVER UNIGRIP™ DA CRICCHETTO
 DRIVER UNIGRIP™ FOR RATCHET



ADATTATORE DA CRICCHETTO
 ADAPTER FOR RATCHET



CRICCHETTO
 RATCHET



MUA PER OVERDENTURE - PROTESIZZAZIONE

MUA FOR OVERDENTURE - PROSTHETIC WORKFLOW

IMPIANTO
IMPLANT



MUA DRITTO
STRAIGHT MUA



MUA INCLINATO 17°
ANGLED MUA 17°



MUA INCLINATO 30°
ANGLED MUA 30°



CAPPETTA DI GUARIGIONE
HEALING CAP



CAPPETTA DI GUARIGIONE IN TITANIO
TITANIUM HEALING CAP



CLINDRO PER PROVVISORIO PER MUA
TEMPORARY CYLINDER FOR MUA



CLINDRO CALCINABILE PER MUA
CALCINABLE CYLINDER FOR MUA



CLINDRO SOVRAFUSIONE Cr/Co PER MUA
Cr/Co CALCINABLE CYLINDER FOR MUA



CRICCHETTO
RATCHET



ADATTATORE DA CRICCHETTO
ADAPTER FOR RATCHET



CACCIAMITE DIGITALE TIPO UNIGRIP™
DIGITAL SCREWDRIVER UNIGRIP™



DRIVER UNIGRIP™ DA MOTORE
DRIVER UNIGRIP™ FOR MOTOR



DRIVER UNIGRIP™ DA CRICCHETTO
DRIVER UNIGRIP™ FOR RATCHET



04 MUA MUA

MUA DRITTO STRAIGHT MUA



Ø	H			
	1	2	3	4
4	BRAPPR074	BRAPPR075	BRAPPR098	BRAPPR099

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code
Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

MUA INCLINATO 17° 17° ANGLED MUA



Ø	H	
	2	3
4	BRAPPR103	BRAPPR104



Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

MUA INCLINATO 30° 30° ANGLED MUA



Ø	3	4	5
	4	BRAPPR128	BRAPPR089



Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

05 COMPONENTI DA LABORATORIO MUA

MUA LAB COMPONENTS

TRANSFER PER MUA CON VITE L 15
IMPRESSION COPING FOR MUA WITH SCREW L 15

BRAPPR087



VITE DI CONNESSIONE L 20 per transfer per MUA
CONNECTING SCREW L 20 for impression coping for MUA

BRAVIT042

ANALOGO PER MUA
MUA REPLICA

BRAPPR077



06 PARTI PROTESICHE MUA

MUA PROSTHETIC PARTS

CAPPETTA DI GUARIGIONE IN TITANIO PER MUA
TITANIUM HEALING CAP FOR MUA

BRAPPR141



Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

CAPPETTA DI GUARIGIONE PER MUA
HEALING CAP FOR MUA

BRAPPR097



Vite di connessione inclusa
Connecting screw included



CILINDRO PER PROVVISORIO PER MUA
TEMPORARY CYLINDER FOR MUA

BRAPPR086

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included



CILINDRO SOVRAFUSIONE PER MUA Cr/Co
Cr/Co BASE FOR MUA CALCINABLE ABUTMENT

BRAPPR137

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included



CILINDRO CALCINABILE PER MUA
CALCINABLE PLASTIC CYLINDER FOR MUA

BRAPPR108

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

07 STRUMENTARIO TOOLS



MONTATORE PER VITE ZIGOMATICA BRANE-Z
MOUNTER FOR BRANE-Z ZYGOMATIC SCREW

BRZPPR001

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included



ADATTATORE DA CRICCHETTO PER DRIVER MOTORE
ADAPTER FOR RATCHET FOR MOTOR TOOLS

VARSTR020

Consente di utilizzare tutti i driver motore con i cricchetti Titan-med
This adapter allows to use all the drivers for motor with Titanmed ratchets



CACCIAVITE DIGITALE PER VITI ES. 0,90
DIGITAL SCREWDRIVER FOR SCREWS HEX. 0,90

L	
10	15
BRASTR025	BRASTR018



CACCIAVITE DIGITALE TIPO UNIGRIP™
DIGITAL SCREWDRIVER UNIGRIP™ TYPE

L	
12	17
BRASTR004	BRASTR015



DRIVER TIPO UNIGRIP™ DA MOTORE
DRIVER UNIGRIP™ TYPE FOR MOTOR

L	
26	32
BRASTR001	BRASTR027



DRIVER TIPO UNIGRIP™ DA CRICCHETTO

DRIVER UNIGRIP™ TYPE FOR RATCHET

	L
12	
BRASTR057	

Utilizzabile solo con cricchetti Titanmed
It can be used only with Titanmed ratchets



DRIVER PER MUA DRITTO DA MOTORE

DRIVER FOR STRAIGHT MUA FOR MOTOR

	25
∅ 4	BRASTR046

CRICCHETTO DINAMOMETRICO

TITANMED

DYNAMOMETRIC TITANMED RATCHET



VARSTR053

Utilizzabile solo con driver Titanmed
It can be used only with Titanmed driver

CRICCHETTO FISSO TITANMED

FIXED TITANMED RATCHET



VARSTR069

Utilizzabile solo con driver Titanmed
It can be used only with Titanmed driver



CACCIAVITE MANUALE PER STRUMENTI A CRICCHETTO

MANUAL SCREWDRIVER FOR RATCHETS INSTRUMENTS

	L
170	
VARSTR085	

Utilizzabile solo con driver Titanmed
It can be used only with Titanmed driver

08 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SALE TERMS

VALIDITÀ Il presente listino è l'Ed.001 e sostituisce le edizioni precedenti.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ Gli impianti dentali prodotti da Titanmed Srl (d'ora in poi anche "Titanmed") e gli altri dispositivi medicali Titanmed devono essere utilizzati soltanto con componenti e strumenti originali Titanmed, seguendo le istruzioni contenute nelle confezioni. L'uso di dispositivi prodotti da aziende terze o prodotti da Titanmed ma non appartenenti alla linea implantare di riferimento, in combinazione con impianti dentali e dispositivi Titanmed, comporta la decadenza della garanzia e l'annullamento di qualsiasi obbligo, espresso o implicito, dell'azienda Titanmed. I protocolli clinici forniscono al professionista utilizzatore una guida di riferimento e non devono essere intesi come un'alternativa alla formazione ed esperienza professionale dell'utilizzatore. Il professionista utilizzatore dei dispositivi medicali Titanmed deve accertare l'idoneità del dispositivo in base al singolo paziente ed alle circostanze esistenti. Titanmed non riconosce alcuna responsabilità, espressa o implicita, né avrà alcuna responsabilità per eventuali danni diretti, indiretti, penali o di altro genere da essi derivanti o associati ad eventuali errori commessi nel giudizio professionale, nell'applicazione pratica o nell'inserimento di prodotti Titanmed. Il professionista utilizzatore è inoltre tenuto ad aggiornarsi continuamente sui più recenti sviluppi e sulle applicazioni dei dispositivi medicali Titanmed. Eventuali descrizioni degli articoli, rappresentazioni, illustrazioni sui cataloghi, materiali illustrativi e commerciali, listini prezzi o altri documenti informativi emessi e distribuiti da Titanmed in qualsiasi forma, sono forniti a scopo meramente illustrativo. L'Acquirente dà atto di non procedere all'acquisto degli articoli riponendo affidamento su tali descrizioni e/o illustrazioni.

COPYRIGHT E MARCHI DI FABBRICA È vietata la riproduzione o la pubblicazione anche parziale di questo listino senza autorizzazione scritta di Titanmed Srl, sia in forma cartacea che multimediale. Marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali e nomi di società citati in questo documento non sono di proprietà di Titanmed S.r.l. né di aziende ad essa collegate ma sono di proprietà dei rispettivi titolari o registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e cioè al fine di fare comprendere caratteristiche e funzionalità dei prodotti di Titanmed, senza alcuna violazione dei diritti di Copyright vigenti. Tutela della privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

ORDINI Gli ordini degli impianti dentali e dei dispositivi medicali Titanmed possono essere effettuati citando il codice articolo e relativa quantità, con le seguenti modalità:

TELEFONO: 0039 0341 363504

lunedì – venerdì 08:30-13:00 / 14:00-17:00

EMAIL: ordini@tecomimplantology.com

SPEDIZIONE DEL MATERIALE Salvo diversa pattuizione o per cause di forza maggiore, la merce sarà spedita all'indirizzo indicato dall'acquirente entro il termine indicativo di 24 ore lavorative dall'accettazione dell'ordine di acquisto.

RESO DEL MATERIALE Il diritto alla sostituzione del materiale acquistato può essere esercitato entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna dei dispositivi e deve essere pre-autorizzato da Titanmed in forma scritta.

Il diritto alla sostituzione del materiale decade totalmente per mancanza della condizione essenziale di integrità del bene (confezione e/o suo contenuto), nei casi in cui Titanmed rilevi l'avvenuta apertura della confezione e/o il danneggiamento della confezione (ancorché sigillata) e/o il danneggiamento del prodotto per cause diverse dal suo trasporto.

Nel caso in cui Titanmed non accetti la sostituzione del bene, provvederà alla restituzione dello stesso all'acquirente, addebitandogli le spese di spedizione.

MODIFICHE AL PRODOTTO E AI PREZZI Titanmed si riserva in qualsiasi momento il diritto di modificare gli articoli contenuti in questo listino ed i relativi prezzi o di eliminarli dalla produzione senza alcun preavviso.

LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE Le presenti Condizioni di Vendita saranno disciplinate ed interpretate secondo il diritto italiano e soggette alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano (Italia).

VALIDITY This pricelist is the Ed.001 and replaces any previous editions.

EXCLUSION OF RESPONSIBILITY The dental implants manufactured by Titanmed Srl (hereinafter also "Titanmed") and other Titanmed medical devices may be used only with original Titanmed components and instruments, following the instructions provided inside the package. The use of devices manufactured by other companies or manufactured by Titanmed but not belonging to the same implant line shall invalidate the warranty and terminate any explicit or implicit obligation of Titanmed. The clinical protocols provide the practitioner with a reference guide and shall not be construed as an alternative to the user's training and professional experience.

The practitioner using Titanmed medical devices must ensure that device being used is suited to the patient and to existing circumstances. Titanmed does not acknowledge any explicit or implicit responsibility, nor shall it have any responsibility for any direct, indirect, criminal or other damage deriving from or associated with any mistakes in professional judgements, in the practical application or insertion of Titanmed products. The practitioner is also under the obligation to keep up-to-date at all times with the most recent developments and applications of Titanmed medical devices.

Any descriptions of the products, depictions, illustrations in catalogues, illustrative and sales materials, price lists or other informative documents issued and distributed by Titanmed in any form are provided only for explicative purposes. The Purchaser acknowledges that he/she does not purchase the products on the basis of such descriptions and/or illustrations.

COPYRIGHT AND TRADEMARKS It is strictly prohibited to copy or publish all or any part of this pricelist without the written authorisation of Titanmed in any paper and electronic form. Third-party brands, product names, trademarks and corporate names mentioned are trademarks owned by the legitimate owners and trademarks registered by other companies have been used for explanatory purposes only, with the aim to illustrate Titanmed's product features, without breach any of the Copyright rights in force. Protection of privacy pursuant to Italian Legislative Decree 196/2003.

ORDER PLACEMENT Titanmed dental implants and medical devices can be ordered by quoting the product code and desired quantity, in the following ways:

TELEPHONE: 0039 (0)341 363504

Monday – Friday 08:30-13:00 / 14:00-17:00

EMAIL: export@tecomimplantology.com

PRODUCT SHIPMENTS Unless otherwise agreed or in cases of force majeure, the goods will be shipped to the address indicated by the client within approximately 24 hours from the acceptance of the purchase order.

RETURNED MATERIALS The right to have purchased products replaced may be exercised within 5 working days from the products delivery date and must be pre-authorised by Titanmed in writing.

The right to replacement shall be cancelled in the event the product integrity (packaging and/or its content) is compromised. For example in the cases in which Titanmed observes that the package has been opened and/or that the package has been damaged (even if still sealed) and/or that the product has been damaged other than for transportation.

If Titanmed does not accept to replace the product, it will return it, charging shipment costs to the Purchaser.

CHANGES TO THE PRODUCTS AND PRICES Titanmed reserves the right to make changes to the products contained in this pricelist and to their prices or to discontinue their production at any time, without having to give prior notice.

APPLICABLE LAW AND JURISDICTION These Sales Terms shall be governed and interpreted according to Italian law and the exclusive place of jurisdiction shall be the courts of Milan (Italy).



CONTATTI

TITANMED S.r.l.

Sede amministrativa e operativa:
Via Piedimonte 8/B
23868 Valmadrera (LC) - Italia

Tel: 0039 0341 363504
Email: ordini@tecomimplantology.com

CONTACTS

TITANMED S.r.l.

Administrative and operational location:
Via Piedimonte 8/B
23868 Valmadrera (LC) - Italia

Tel: 0039 0341 363504
Email: orders@tecomimplantology.com

Titanmed

Leading to perfection

www.titanmed.it
www.tecomimplantology.com