

CATALOGO PRODOTTI

COMPATIBILITA'
DI QUALITA'

PRODUCTS CATALOGUE

QUALITY
COMPATIBILITY

PT

Brain made, **Tecom** 100% in Italy
I M P L A N T O L O G Y

Tecom

Brain made, 100% in Italy

I M P L A N T O L O G Y

Tecom Implantology® è un marchio registrato di proprietà Titanmed Srl. Tutti i componenti a marchio Tecom Implantology sono prodotti da Titanmed Srl e sono conformi alla direttiva 93/42/CEE e successive modifiche.

Tecom Implantology® is a Titanmed Srl registered mark. All Tecom Implantology products are produced by Titanmed Srl and are compliant with directive 93/42/CEE and subsequent modifications.

Grazie ad un affiatato gruppo di professionisti, dal 2000 Titanmed fornisce soluzioni efficaci agli operatori dell'implantologia dentale, attraverso un servizio a 360° che prevede sia la progettazione e produzione conto terzi di sistemi implantari su misura, sia la vendita di un'ampia gamma di sistemi compatibili.

In particolare, con il suo brand Tecom Implantology®, Titanmed offre impianti, strumentario, componenti da laboratorio e parti protesiche compatibili con le più diffuse e rinomate metodologie esistenti sul mercato. Il connubio di alta qualità e prezzi vantaggiosi che contraddistingue Tecom Implantology® assicura alla clientela un servizio eccellente, con una soluzione ideale per ogni caso clinico.

Thanks to a close-knit team of experts, since 2000 Titanmed has been providing effective solutions to the professionals of the dental implantology field, through a 360° service that includes both the design and the production of customized implant systems, and the sale of a wide range of compatible systems.

In particular, with its Tecom Implantology® brand, Titanmed offers implants, tools, lab components and prosthetic parts compatible with the most widespread and renowned methodologies existing on the market.

The combination of high quality and convenient prices characterizing Tecom Implantology® ensures to customers an excellent service, with a smart solution for every clinical case.

LINEE IMPLANTARI

IMPLANT SYSTEMS

ACT	Compatibile con Compatible with	Sistema implantare NobelActive® prodotto da Nobel Biocare™ NobelActive® implant system produced by Nobel Biocare™
BRANE	Compatibile con Compatible with	Sistemi implantari Brånemark System® e NobelSpeedy® Groovy prodotto da Nobel Biocare™ Brånemark System® and NobelSpeedy® Groovy implant systems produced by Nobel Biocare™
BRANE-Z VITI ZIGOMATICHE	Compatibile con Compatible with	Brånemark System Zygoma™ Machined prodotto da Nobel Biocare™ Brånemark System Zygoma™ Machined produced by Nobel Biocare™
FLY-I BIFASICO		L'impianto a lama bifasico The two-steps blade implant
FLY-I MONOFASICO		L'impianto a lama monofasico The one-piece blade implant
FRIA	Compatibile con Compatible with	Sistema implantare Xive® S prodotto da Dentsply Syrona® Xive® S implant system produced by Dentsply Syrona®
MINI-IMPIANTO	Ispirato a Inspired by	mini impianti monofasici prodotti da Intra-Lock® one-piece mini implants produced by Intra-Lock®
PAR CC	Compatibile con Compatible with	Sistema implantare NobelParallel™ Conical Connection prodotto da Nobel Biocare™ NobelParallel™ Conical Connection implant system produced by Nobel Biocare™
PT	Compatibile con Compatible with	Sistema implantare Pitt-Easy® prodotto da Sybron Implant Solutions (ora distribuito come SyEasy da Simpla®) Pitt-Easy® implant system produced by Sybron Implant Solutions (now supplied as SyEasy by Simpla®)
REP CC	Compatibile con Compatible with	Sistema implantare NobelReplace® Conical Connection prodotto da Nobel Biocare™ NobelReplace® Conical Connection implant system produced by Nobel Biocare™
REP	Compatibile con Compatible with	Sistemi implantari NobelReplace® Straight e Tapered e con Replace Select™ Tapered prodotti da Nobel Biocare™ NobelReplace® Straight and Tapered and with Replace Select™ Tapered implant systems produced by Nobel Biocare™
SCREW	Compatibile con Compatible with	Sistema implantare Screw-Vent® prodotto da Zimmer® Screw-Vent® implant system produced by Zimmer®
STR	Compatibile con Compatible with	Sistema implantare Straumann® Tissue Level prodotto da Straumann® Straumann® Tissue Level implant system produced by Straumann®

I marchi e i produttori sopracitati sono menzionati al solo fine di fornire informazioni in merito alla compatibilità dei prodotti Tecom Implantology® con gli originali di riferimento. Non vi è alcuna relazione imprenditoriale e/o commerciale fra Titanmed Srl e i produttori sopracitati.

Titanmed Srl è proprietaria esclusivamente del marchio Tecom Implantology® e non ha alcun diritto sugli altri marchi menzionati. The aforementioned brands and manufacturers are mentioned for the sole purpose of providing information about the compatibility of Tecom Implantology® products with the reference original products. There is no entrepreneurial and/or commercial relationship between Titanmed Srl and the aforementioned manufacturers.

Titanmed Srl owns exclusively the Tecom Implantology® trademark and has no rights to the other mentioned brands.

INDICE / INDEX

- 01** **IMPIANTO**
 IMPLANT

- 02** **COMPONENTI DA LABORATORIO**
 LAB COMPONENTS

- 03** **PARTI PROTESICHE**
 PROSTHETIC PARTS

- 04** **MUA**
 MUA

- 05** **COMPONENTI DA LABORATORIO MUA**
 MUA LAB COMPONENTS

- 06** **PARTI PROTESICHE MUA**
 MUA PROSTHETIC PARTS

- 07** **STRUMENTARIO**
 TOOLS

- 08** **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**
 GENERAL SALE TERMS

CODICE COLORE
COLOR CODE

NON ANODIZZATO
NOT ANODIZED

Ø3.25
ANODIZZATO
ANODIZED

Ø3.75
ANODIZZATO
ANODIZED

Ø4
ANODIZZATO
ANODIZED

Ø4.9
ANODIZZATO
ANODIZED

01 IMPIANTO IMPLANT

IMPIANTO IMPLANT



		L			
		8	10	12	14
Ø	3,25	/	PT.IMP001	PT.IMP002	PT.IMP003
	3,75	/	PT.IMP005	PT.IMP006	PT.IMP007
	4	PT.IMP009	PT.IMP010	PT.IMP011	PT.IMP012
	4,9	PT.IMP014	PT.IMP015	PT.IMP016	PT.IMP017

Vite tappo inclusa anodizzata secondo codice colore
Cover screw included anodized according to color code

02 COMPONENTI DA LABORATORIO LAB COMPONENTS

TRANSFER OPEN TRAY IMPRESSION COPING OPEN TRAY



Ø	3,25	PT.PPR003
	3,75	PT.PPR014
	4	PT.PPR025
	4,9	PT.PPR047

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code
Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

ANALOGO IMPLANT REPLICA



Ø	3,25	PT.IMP004
	3,75	PT.IMP008
	4	PT.IMP013
	4,9	PT.IMP018

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code

CODICE COLORE
 COLOR CODE



NON ANODIZZATO
 NOT ANODIZED



Ø3.25
 ANODIZZATO
 ANODIZED



Ø3.75
 ANODIZZATO
 ANODIZED



Ø4
 ANODIZZATO
 ANODIZED



Ø4.9
 ANODIZZATO
 ANODIZED

03 PARTI PROTESICHE PROSTHETIC PARTS

VITE DI GUARIGIONE HEALING SCREW



		H	
		2	4
Ø	3,25	PT.VIT005	PT.VIT007
	3,75	PT.VIT009	PT.VIT010
	4	PT.VIT012	PT.VIT013
	4,9	PT.VIT015	PT.VIT016

Componente anodizzato secondo codice colore
 Anodized component according to color code

MONCONE TRASMUCOSO TRANSMUCOSAL ABUTMENT



		H	
		1	2
Ø	3,25	PT.PPR010	PT.PPR008
	3,75	PT.PPR015	PT.PPR016
	4	PT.PPR030	PT.PPR031
	4,9	PT.PPR035	PT.PPR036

Componente anodizzato secondo codice colore
 Anodized component according to color code
 Vite di connessione inclusa
 Connecting screw included

MONCONE ESTETICO INCLINATO 15° 15° ANGLED AESTHETIC ABUTMENT




		H
		1
Ø	3,25	PT.PPR009
	3,75	PT.PPR021
	4	PT.PPR032

Componente anodizzato secondo codice colore
 Anodized component according to color code
 Vite di connessione inclusa
 Connecting screw included


CODICE COLORE
COLOR CODE

 NON ANODIZZATO
NOT ANODIZED

 Ø3.25
ANODIZZATO
ANODIZED

 Ø3.75
ANODIZZATO
ANODIZED

 Ø4
ANODIZZATO
ANODIZED

 Ø4.9
ANODIZZATO
ANODIZED

MONCONE ESTETICO INCLINATO 25° 25° ANGLED AESTHETIC ABUTMENT



		H	
		1	
Ø	3,75	PT.PPR075	
	4	PT.PPR076	

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code
Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

MONCONE TBase TBase ABUTMENT



Ø	3,75	PT.PPR078
	4	PT.PPR077

Componente anodizzato secondo codice colore
Anodized component according to color code
Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

Fornito senza Scanbody. Per il rilevamento di posizione con scanner intraorale, il moncone TBase è compatibile con la misura Large degli Scanbody Sirona™ Cerec.

Scanbody not included. For digital impression with intraoral scanner, the TBase is compatible with Scanbody Sirona™ Cerec, size Large.

MONCONE SOVRAFUSIONE NON ROTANTE Cr/Co NON ROTATING Cr/Co BASE CALCINABLE ABUTMENT



Ø	3,75	PT.PPR081
	4	PT.PPR083

Vite di connessione inclusa anodizzata secondo codice colore
Connecting screw included anodized according to color code

CODICE COLORE
 COLOR CODE



NON ANODIZZATO
 NOT ANODIZED



Ø3.25
 ANODIZZATO
 ANODIZED



Ø3.75
 ANODIZZATO
 ANODIZED



Ø4
 ANODIZZATO
 ANODIZED



Ø4.9
 ANODIZZATO
 ANODIZED

MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

NON ROTATING CALCINABLE ABUTMENT



∅	3,25	PT.PPR001
	3,75	PT.PPR022
	4	PT.PPR026
	4,9	PT.PPR041

Vite di connessione inclusa / Connecting screw included

MONCONE A PALLINA (OTK)

BALL ABUTMENT (OTK)



		H	
		2	4
∅	3,25	PT.PPR002	/
	3,75	PT.PPR023	PT.PPR024
	4	PT.PPR033	PT.PPR034
	4,9	PT.PPR042	PT.PPR048

Componente anodizzato secondo codice colore
 Anodized component according to color code

CAPPETTA AMMORTIZZO BASSA APERTA IN TITANIO CON O-RING

TITANIUM DAMPING CAP LOW, OPEN WITH O-RING



PT.PPR050

O-RING CONFEZIONE 10 PZ.

O-RING 10 PCS PACK

PT.PPR052

CODICE COLORE
COLOR CODE

NON ANODIZZATO
NOT ANODIZED

Ø3.25
ANODIZZATO
ANODIZED

Ø3.75
ANODIZZATO
ANODIZED

Ø4
ANODIZZATO
ANODIZED

Ø4.9
ANODIZZATO
ANODIZED

PT

CAPPETTA AMMORTIZZO ALTA CHIUSA IN TITANIO CON O-RING TITANIUM DAMPING CAP TALL, CLOSED WITH O-RING



PT.PPR051

O-RING CONFEZIONE 10 PZ. O-RING 10 PCS PACK

PT.PPR052

04 MUA MUA

MUA DRITTO STRAIGHT MUA



Ø	H		
	1	3	4
4	PT.PPR057	/	PT.PPR056
4,9	/	PT.PPR055	/

05 COMPONENTI DA LABORATORIO MUA MUA LAB COMPONENTS

TRANSFER PER MUA CON VITE L 15 IMPRESSION COPING FOR MUA WITH SCREW L 15



BRAPPR087

VITE DI CONNESSIONE L 20 per transfer per MUA CONNECTING SCREW L 20 for impression coping for MUA

BRAVIT042

I prezzi riportati si intendono al netto di IVA
Transfer, analoghi e strumentario: IVA 22%
Impianti e restante componentistica: IVA 4%

Prices indicated are net, they do not include Italian VAT
Possible Italian VAT, if due:
Impression copings, replicas and instruments: 22% VAT
Implants and prosthetic parts: 4% VAT

CODICE COLORE
COLOR CODE



NON ANODIZZATO
NOT ANODIZED



Ø3.25
ANODIZZATO
ANODIZED



Ø3.75
ANODIZZATO
ANODIZED



Ø4
ANODIZZATO
ANODIZED



Ø4.9
ANODIZZATO
ANODIZED

ANALOGO PER MUA MUA REPLICA



BRAPPR077

06 PARTI PROTESICHE MUA MUA PROSTHETIC PARTS

CAPPETTA DI GUARIGIONE PER MUA HEALING CAP FOR MUA



BRAPPR097

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

CILINDRO PER PROVVISORIO PER MUA TEMPORARY CYLINDER FOR MUA



BRAPPR086

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

CODICE COLORE
COLOR CODE



NON ANODIZZATO
NOT ANODIZED



Ø3.25
ANODIZZATO
ANODIZED



Ø3.75
ANODIZZATO
ANODIZED



Ø4
ANODIZZATO
ANODIZED



Ø4.9
ANODIZZATO
ANODIZED

PT



CILINDRO SOVRAFUSIONE PER MUA Cr/Co Cr/Co BASE FOR MUA CALCINABLE ABUTMENT

BRAPPR137

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included



CILINDRO CALCINABILE PER MUA CALCINABLE PLASTIC CYLINDER FOR MUA

BRAPPR108

Vite di connessione inclusa
Connecting screw included

07 STRUMENTARIO TOOLS



FRESA LANCEOLATA PRECISION DRILL

VARSTR084

CODICE COLORE
 COLOR CODE



NON ANODIZZATO
 NOT ANODIZED



Ø3.25
 ANODIZZATO
 ANODIZED



Ø3.75
 ANODIZZATO
 ANODIZED



Ø4
 ANODIZZATO
 ANODIZED



Ø4.9
 ANODIZZATO
 ANODIZED



FRESA PILOTA PILOT DRILL

Ø reale fresa - Real Ø drill

	1,6	1,8	2
Ø 3,25	PT.STR007	PT.STR008	PT.STR009
3,75	PT.STR007	PT.STR008	PT.STR009
4	PT.STR007	PT.STR008	PT.STR009
4,9	PT.STR007	PT.STR008	PT.STR009



PIN DI PARALLELISMO PARALLEL PIN

Ø	2/2,7	SF0STR122
---	-------	-----------

Dotato di tacche di profondità per impianti H 6 - 8,5 - 10 - 11,5 - 13 - 15
 Depth indicator for implants H 6 - 8,5 - 10 - 11,5 - 13 - 15



PROTOCOLLO DI FRESAGGIO PER TUTTI I TIPI DI OSSO DRILLING PROTOCOL FOR ALL BONES

Ø reale fresa - Real Ø drill

	2,8	3,1	3,5	3,75	4,25	4,65
Ø 3,25	SCRSTR007	PT.STR005	/	/	/	/
3,75	/	/	PT.STR006	/	/	/
4	/	/	/	PT.STR029	/	/
4,9	/	/	/	/	BRASTR037	PT.STR013



IMPLANT DRIVER DA MOTORE IMPLANT DRIVER FOR MOTOR

	L
	20
Ø 3,25	PT.STR030
3,75	PT.STR030

CODICE COLORE
COLOR CODE

NON ANODIZZATO
NOT ANODIZED

Ø3.25
ANODIZZATO
ANODIZED

Ø3.75
ANODIZZATO
ANODIZED

Ø4
ANODIZZATO
ANODIZED

Ø4.9
ANODIZZATO
ANODIZED

ADATTATORE DA CRICCHETTO PER DRIVER MOTORE ADAPTER FOR RATCHET FOR MOTOR TOOLS



VARSTR020

Consente di utilizzare tutti i driver motore con i cricchetti Titanmed
This adapter allows to use all the drivers for motor with Titanmed ratchets

IMPLANT DRIVER DA CRICCHETTO IMPLANT DRIVER FOR RATCHET



		L	
		12	17
Ø	3,25	PT.STR018	PT.STR019
	3,75	PT.STR018	PT.STR019
	4	PT.STR020	PT.STR021
	4,9	PT.STR020	PT.STR021

Utilizzabile solo con cricchetti Titanmed
It can be used only with Titanmed ratchets

CACCIAVITE DIGITALE PER VITI ES. 1,68 DIGITAL SCREWDRIVER FOR SCREWS HEX. 1,68



		L	
		10	15
		PT.STR010	PT.STR011

DRIVER PER VITI ES. 1,68 DA MOTORE DRIVER FOR SCREWS HEX. 1,68 FOR MO- TOR



		L	
		26	32
		PT.STR022	PT.STR023

CODICE COLORE
COLOR CODE



NON ANODIZZATO
NOT ANODIZED



Ø3.25
ANODIZZATO
ANODIZED



Ø3.75
ANODIZZATO
ANODIZED



Ø4
ANODIZZATO
ANODIZED



Ø4.9
ANODIZZATO
ANODIZED



DRIVER PER VITI ES. 1,68 DA CRICCHETTO

DRIVER FOR SCREWS HEX. 1,68 FOR
RATCHET

L

12	17
PT.STR016	PT.STR017

Utilizzabile solo con cricchetti Titanmed
It can be used only with Titanmed ratchets



DRIVER PER MUA DRITTO DA MOTORE

DRIVER FOR STRAIGHT MUA FOR
MOTOR

L

25
BRASTR046



CACCIAVITE DIGITALE TIPO UNI- GRIP™

DIGITAL SCREWDRIVER UNIGRIP™ TYPE

L

12	17
BRASTR004	BRASTR015



DRIVER TIPO UNIGRIP™ DA MOTORE

DRIVER UNIGRIP™ TYPE FOR MOTOR

L

26	32
BRASTR001	BRASTR027

CODICE COLORE
COLOR CODE



NON ANODIZZATO
NOT ANODIZED



Ø3.25
ANODIZZATO
ANODIZED



Ø3.75
ANODIZZATO
ANODIZED



Ø4
ANODIZZATO
ANODIZED



Ø4.9
ANODIZZATO
ANODIZED

DRIVER TIPO UNIGRIP™ DA CRICCHETTO

DRIVER UNIGRIP™ TYPE FOR RATCHET



L

12	17
BRASTR057	BRASTR058

Utilizzabile solo con cricchetti Titanmed
It can be used only with Titanmed ratchets

CRICCHETTO DINAMOMETRICO TITANMED

DYNAMOMETRIC TITANMED RATCHET



VARSTR053

CRICCHETTO FISSO TITANMED

FIXED TITANMED RATCHET



VARSTR069

08 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SALE TERMS

VALIDITÀ Il presente listino è l'edizione 1 - 2019_1_ITALY e sostituisce le edizioni precedenti.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ Gli impianti dentali prodotti da Titanmed Srl (d'ora in poi anche "Titanmed") e gli altri dispositivi medicali Titanmed devono essere utilizzati soltanto con componenti e strumenti originali Titanmed, seguendo le istruzioni contenute nelle confezioni. L'uso di dispositivi prodotti da aziende terze o prodotti da Titanmed ma non appartenenti alla linea implantare di riferimento, in combinazione con impianti dentali e dispositivi Titanmed, comporta la decadenza della garanzia e l'annullamento di qualsiasi obbligo, espresso o implicito, dell'azienda Titanmed. I protocolli clinici forniscono al professionista utilizzatore una guida di riferimento e non devono essere intesi come un'alternativa alla formazione ed esperienza professionale dell'utilizzatore. Il professionista utilizzatore dei dispositivi medicali Titanmed deve accertare l'idoneità del dispositivo in base al singolo paziente ed alle circostanze esistenti. Titanmed non riconosce alcuna responsabilità, espressa o implicita, né avrà alcuna responsabilità per eventuali danni diretti, indiretti, penali o di altro genere da essi derivanti o associati ad eventuali errori commessi nel giudizio professionale, nell'applicazione pratica o nell'inserimento di prodotti Titanmed. Il professionista utilizzatore è inoltre tenuto ad aggiornarsi continuamente sui più recenti sviluppi e sulle applicazioni dei dispositivi medicali Titanmed. Eventuali descrizioni degli articoli, rappresentazioni, illustrazioni sui cataloghi, materiali illustrativi e commerciali, listini prezzi o altri documenti informativi emessi e distribuiti da Titanmed in qualsiasi forma, sono forniti a scopo meramente illustrativo. L'Acquirente dà atto di non procedere all'acquisto degli articoli riponendo affidamento su tali descrizioni e/o illustrazioni.

COPYRIGHT E MARCHI DI FABBRICA È vietata la riproduzione o la pubblicazione anche parziale di questo listino senza autorizzazione scritta di Titanmed Srl, sia in forma cartacea che multimediale. Marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali e nomi di società citati in questo documento non sono di proprietà di Titanmed S.r.l. né di aziende ad essa collegate ma sono di proprietà dei rispettivi titolari o registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e cioè al fine di fare comprendere caratteristiche e funzionalità dei prodotti di Titanmed, senza alcuna violazione dei diritti di Copyright vigenti. Tutela della privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

ORDINI Gli ordini degli impianti dentali e dei dispositivi medicali Titanmed possono essere effettuati citando il codice articolo e relativa quantità, con le seguenti modalità:

TELEFONO: 0039 0341 363504

lunedì – venerdì 08:30-13:00 / 14:00-17:00

EMAIL: ordini@tecomimplantology.com

SPEDIZIONE DEL MATERIALE Salvo diversa pattuizione o per cause di forza maggiore, la merce sarà spedita all'indirizzo indicato dall'acquirente entro il termine indicativo di 24 ore lavorative dall'accettazione dell'ordine di acquisto.

RESO DEL MATERIALE Il diritto alla sostituzione del materiale acquistato può essere esercitato entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna dei dispositivi e deve essere pre-autorizzato da Titanmed in forma scritta.

Il diritto alla sostituzione del materiale decade totalmente per mancanza della condizione essenziale di integrità del bene (confezione e/o suo contenuto), nei casi in cui Titanmed rilevi l'avvenuta apertura della confezione e/o il danneggiamento della confezione (ancorché sigillata) e/o il danneggiamento del prodotto per cause diverse dal suo trasporto.

Nel caso in cui Titanmed non accetti la sostituzione del bene, provvederà alla restituzione dello stesso all'acquirente, addebitandogli le spese di spedizione.

PREZZI I corrispettivi riportati nel listino prezzi ufficiale si intendono al netto di IVA, delle spese di trasporto e di eventuali spese bancarie per l'incasso. Salvo diversa pattuizione scritta, agli articoli saranno applicati i corrispettivi riportati nel listino prezzi ufficiale in vigore al momento dell'ordine accettato.

MODIFICHE AL PRODOTTO E AI PREZZI Titanmed si riserva in qualsiasi momento il diritto di modificare gli articoli contenuti in questo listino ed i relativi prezzi o di eliminarli dalla produzione senza alcun preavviso.

LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE Le presenti Condizioni di Vendita saranno disciplinate ed interpretate secondo il diritto italiano e soggette alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano (Italia).

VALIDITY This pricelist is the Ed. 1 - 2019_1_ITALY edition and replaces any previous editions.

EXCLUSION OF RESPONSIBILITY The dental implants manufactured by Titanmed Srl (hereinafter also "Titanmed") and other Titanmed medical devices may be used only with original Titanmed components and instruments, following the instructions provided inside the package. The use of devices manufactured by other companies or manufactured by Titanmed but not belonging to the same implant line shall invalidate the warranty and terminate any explicit or implicit obligation of Titanmed.

The clinical protocols provide the practitioner with a reference guide and shall not be construed as an alternative to the user's training and professional experience.

The practitioner using Titanmed medical devices must ensure that device being used is suited to the patient and to existing circumstances. Titanmed does not acknowledge any explicit or implicit responsibility, nor shall it have any responsibility for any direct, indirect, criminal or other damage deriving from or associated with any mistakes in professional judgements, in the practical application or insertion of Titanmed products. The practitioner is also under the obligation to keep up-to-date at all times with the most recent developments and applications of Titanmed medical devices.

Any descriptions of the products, depictions, illustrations in catalogues, illustrative and sales materials, price lists or other informative documents issued and distributed by Titanmed in any form are provided only for explicative purposes. The Purchaser acknowledges that he/she does not purchase the products on the basis of such descriptions and/or illustrations.

COPYRIGHT AND TRADEMARKS It is strictly prohibited to copy or publish all or any part of this pricelist without the written authorisation of Titanmed in any paper and electronic form. Third-party brands, product names, trademarks and corporate names mentioned are trademarks owned by the legitimate owners and trademarks registered by other companies have been used for explanatory purposes only, with the aim to illustrate Titanmed's product features, without breach any of the Copyright rights in force. Protection of privacy pursuant to Italian Legislative Decree 196/2003.

ORDER PLACEMENT Titanmed dental implants and medical devices can be ordered by quoting the product code and desired quantity, in the following ways:

TELEPHONE: 0039 (0)341 363504
monday – friday 08:30-13:00 / 14:00-17:00

EMAIL: export@tecomimplantology.com

PRODUCT SHIPMENTS Unless otherwise agreed or in cases of force majeure, the goods will be shipped to the address indicated by the client within approximately 24 hours from the acceptance of the purchase order.

RETURNED MATERIALS The right to have purchased products replaced may be exercised within 5 working days from the products delivery date and must be pre-authorised by Titanmed in writing.

The right to replacement shall be cancelled in the event the product integrity (packaging and/or its content) is compromised. For example in the cases in which Titanmed observes that the package has been opened and/or that the package has been damaged (even if still sealed) and/or that the product has been damaged other than for transportation.

If Titanmed does not accept to replace the product, it will return it, charging shipment costs to the Purchaser.

PRICES The values indicated in the official price list are net of Italian VAT (if due), shipping costs, shipping insurance costs and bank costs for payment collection, custom tax and any other costs not mentioned here. Unless previously agreed otherwise prices charged will be the ones indicated in the official price list in force at the time of the order acceptance.

CHANGES TO THE PRODUCTS AND PRICES Titanmed reserves the right to make changes to the products contained in this pricelist and to their prices or to discontinue their production at any time, without having to give prior notice.

APPLICABLE LAW AND JURISDICTION These Sales Terms shall be governed and interpreted according to Italian law and the exclusive place of jurisdiction shall be the courts of Milan (Italy).

Prodotto da
Produced by



TITANMED SRL
via E. Monti, 23 – Fraz. Visconti
23851 Galbiate (LC)
Tel.+39 0341 363504
Fax +39 0341 504407

e-mail: info@tecomimplantology.com
www.tecomimplantology.com
www.titanmed.it